

Guia do usuário do AI Station 2

Introdução

A EchoNous oferece acessórios de hardware que permitem sessões de digitalização mais longas, carregamento simultâneo durante a digitalização e portabilidade coletiva para tablets Kosmos e todas as sondas Kosmos.

O AI Station 2 da EchoNous é o suporte que permite que você monte e remova com facilidade o Kosmos Bridge usando um tablet Android ou iOS para portabilidade e uso convenientes. Adicionalmente, o Kosmos Hub permite que os usuários do Kosmos Bridge e os usuários do iOS no Kosmos façam leituras e carreguem simultaneamente quando o Lexsa, o Torso ou o Torso-One estão conectados ou quando tanto o Torso/Torso-One quanto o Lexsa estão conectados.



Observe que o Torso está disponível apenas para o Kosmos Bridge.

Use este guia junto com o *Guia de instalação do AI Station 2, suporte principal* incluso na embalagem do AI Station 2.

Consulte as instruções de instalação corretas com base no seu dispositivo Kosmos.



Acesse o site em **echonous.com/kosmos-resources** para versões eletrônicas dos guias do usuário.



Acesse o site em **echonous.com/product/kosmos-ultraportable-ultrasound** para uma lista atual de tablets Android e iOS compatíveis.

Instalação do AI Station principal

Conteúdo da embalagem




- Coluna do AI Station 2
- Base do AI Station 2
- Cesto
- (2) cliques do cabo
- (4) contraporcas 1/4-20
- (4) arruelas planas 1/4 pol.


Instalação do AI Station 2 principal

 Observação: para a instalação do AI Station 2, poderão ser necessárias duas pessoas.

1. Deite a base e a coluna do AI Station 2 de lado.
2. Alinhe os parafusos na parte inferior da coluna para corresponder com os orifícios na base. Conecte a base e a coluna.
3. Aperte a base e a coluna, unindo-as. Para isso, use as (4) contraporcas e as (4) arruelas planas fornecidas.



4. Assim que a coluna e a base estiverem unidas com segurança, vire o suporte na posição vertical e deslize o cesto para o local certo.




Instalação do Kosmos Bridge



Instalação do suporte do tablet do Kosmos Bridge no AI Station

Conteúdo da embalagem



(4) M4 x 8mm BHTS (parafusos BHT M4 x 8 mm)
(Button Head Torx Screw) (parafuso de cabeça
Torx abaulada)


(1) M3 x 8mm BHTS (parafusos BHT M3 x 8 mm)

(1) T-10, (1) T-15, (1) T-20


(2) Cable Clip (clipes do cabo)

(2) M3.5 x 1.85 x 10mm BHTS (parafusos
BHT M3,5 x 1,85 x 10 mm)

1. Usando uma chave Torx T-20, prenda o suporte do tablet do Bridge na coluna do AI Station 2 usando os (4) parafusos de cabeça Torx abaulada M4 x 8 mm.



(4) M4 x 8mm BHTS (parafusos BHT M4 x 8 mm)
(Button Head Torx Screw) (parafuso de cabeça
Torx abaulada)




Instalação do Kosmos Bridge no AI Station




Certifique-se que a trava esteja completamente fechada de modo que o Kosmos Bridge não caia e cause ferimentos ou danos.

Para instalar o Kosmos Bridge no AI Station:

1. Alinhe o Kosmos Bridge de modo que a margem inferior repouse nas abas dos cantos do suporte do tablet.



2. Incline o Kosmos Bridge de volta ao suporte do tablet e pressione-o. Pode haver uma pequena resistência ao pressionar a alça na ranhura.



3. Pressione a trava para baixo até ela clicar.



Remoção do Kosmos Bridge do AI Station

O botão de liberação é intencionalmente escondido para aumentar a segurança.


	Ao remover o Kosmos Bridge do suporte, ajuste o suporte para que ele não fique inclinado para baixo antes de empurrar o botão de liberação para que ele não caia no chão.
	<ul style="list-style-type: none">• O botão de liberação libera automaticamente tanto a trava quanto o cabo USB.• Pressione o botão de liberação rapidamente e completamente, isso garante que o cabo USB seja corretamente liberado.

Para remover o Kosmos Bridge do AI Station:

1. Certifique-se de que o Kosmos Bridge esteja virado para frente e não inclinado para baixo.
2. Apoie o Kosmos Bridge com uma mão e use a outra mão para pressionar o botão de liberação rapidamente e completamente na ranhura direita superior na parte de trás do AI Station.



3. Segurando a parte superior do Kosmos Bridge, incline-o para frente e levante-o para removê-lo do suporte.




Bloqueio do botão de liberação (opcional)

Se quiser manter o Kosmos Bridge no AI Station, você poderá bloquear o botão de liberação para garantir que a trava não abra.

Para travar o botão de liberação:

- ★ Depois de instalar o Kosmos Bridge no AI Station, use uma chave Torx T-10 para instalar o parafuso BHT M3 x 8 mm na parte traseira do suporte do tablet.



Ajuste da dobradiça do tablet

Você pode ajustar o suporte do tablet de modo que ele se incline para cima e para baixo (+30/-15 graus) e gire para a esquerda e para a direita (+/- 90 graus).



A inclinação para baixo está intencionalmente limitada para reduzir a probabilidade de queda do Kosmos Bridge se a trava for acidentalmente aberta.

Se o suporte estiver solto ou apertado demais, você poderá ajustá-lo conforme descrito no *Guia de instalação do AI Station 2, suporte do Kosmos Bridge*.



Certifique-se de apoiar o tablet ao ajustar a tensão; se a tensão estiver frouxa demais, o suporte do tablet poderá se inclinar subitamente para baixo.

Instalação e uso do Kosmos Hub com o Kosmos Bridge

	Observação: nem todos os recursos estão disponíveis em todos os mercados. Consulte o guia do usuário da sua região ou do seu país para conferir todos os recursos disponíveis antes do uso.
---	---


Ao usar o Kosmos Bridge no AI Station, o Kosmos Hub permite fazer leituras e carregar simultaneamente quando o Lexsa, o Torso ou o Torso-One estão conectados ou quando tanto o Torso/Torso-One quanto o Lexsa estão conectados. Abaixo estão as instruções de como configurar o Kosmos Hub com

	Durante a leitura com o Lexsa, não desconecte a alimentação CA caso já esteja conectada.
	O Kosmos Hub deve estar conectado e preso ao Kosmos AI Station antes do uso.
	A embalagem de fechamento do Hub não deve ser aberta no ambiente do paciente.
	Atualmente, o Kosmos Hub está disponível para o Kosmos Bridge e o Kosmos no iOS.

o Kosmos Bridge.


Prender a caixa de fechamento do Hub no AI Station

1. Prenda a caixa de fechamento do Hub, sem o Hub, no AI Station com o parafuso de ajuste de soquete.
 - a. Na base do AI Station, insira o suporte da caixa de fechamento do Hub pela abertura
 - b. Deslize o Hub para cima, pela linha central do suporte.



a. Abrir o suporte da caixa de fechamento do Hub

- c. No local mostrado na imagem abaixo, use a chave Allen fornecida e o parafuso de ajuste de soquete para apertar o Hub no AI Station.



c. Insira o parafuso de ajuste de soquete e aperte-o com a chave Allen até que a caixa de fechamento do Hub esteja presa

Conexão do Hub – Consulte a imagem abaixo

2. Antes de colocar o Hub na caixa de fechamento, conecte uma extremidade do cabo USB-C do Bridge ao Hub à porta USB-C no Hub.
3. Coloque o Hub na caixa de fechamento. Insira o cabo USB-C do Bridge ao Hub pelos encaixes e pela abertura do cabo da caixa de fechamento do Hub.
4. Conecte o cabo da fonte de alimentação do Hub à porta da fonte de alimentação dele.
5. Insira o cabo da fonte de alimentação do Hub pelos encaixes e pela abertura do cabo da caixa de fechamento do Hub.
 - a. Dica: use o espaço atrás do Hub para ajudar a ajustar o cabo pelos encaixes.
6. Conecte o cabo de extensão (USB-C) às portas USB-C no Hub.
7. Ao fazer a leitura com o Kosmos Lexsa, conecte o Lexsa a uma das portas exteriores na lateral da caixa de fechamento do Hub.


Observação: ao fazer a leitura com o Torso/Torso-One, conecte o Torso/Torso-One ao Kosmos Bridge (porta abaixo da alça do Bridge).

5. Abertura para o cabo da fonte de alimentação do Hub

6. Cabo de extensão (USB-C)

3. Abertura para o cabo USB-C do Bridge ao Hub

4. Cabo da fonte de alimentação do Hub




7. Portas exteriores para o Kosmos Lexsa

2. Cabo USB-C do Bridge ao Hub

Conexão do Hub ao dispositivo Kosmos e à fonte de alimentação


8. Insira a extremidade solta do cabo USB-C do Bridge ao Hub pela parte central do AI Station, subindo até o suporte do Bridge.



9. Insira o Bridge no suporte e conecte o cabo USB-C do Bridge ao Hub à porta lateral do Bridge.




10. Prenda os cliques do cabo ao suporte do tablet do Bridge. Energize o cabo USB-C do Bridge ao Hub usando os cliques do cabo. Aperte os cliques do cabo ao suporte usando os (2) parafusos BHT M3,5 x 1,65 x 10 mm e a chave Torx T-15.



Conclusão da configuração do Hub

11. Conecte o cabo da fonte de alimentação CA ao bloco da fonte de alimentação.



Conexão do cabo da fonte de alimentação CA e do bloco da fonte de alimentação

12. Conecte o cabo de alimentação do AI Station à tomada na parede. Ligue o dispositivo Kosmos.

13. Após a instalação bem-sucedida do Hub, feche a caixa de fechamento do Hub com os parafusos fornecidos. Será necessária uma chave de fenda Phillips.



Android e iOS

Instalação do suporte do tablet Android e iOS

É possível instalar facilmente os tablets Android e iOS no Kosmos AI Station 2 usando o suporte do tablet Android e iOS.

Consulte este guia em conjunto com os documentos listados abaixo.

- *Guia de instalação do AI Station 2, suporte principal*
- *Guia de instalação do suporte do tablet Android e iOS*


	Observação: os guias do usuário eletrônicos estão disponíveis no site da EchoNous em echonous.com/kosmos-resources/
	Para uma lista de tablets compatíveis, acesse o site da EchoNous em echonous.com/product/kosmos-ultraportable-ultrasound/
	Observação: o Kosmos Hub está disponível apenas para o Kosmos Bridge e o Kosmos no iOS.




Instalação do tablet no Kosmos AI Station

Para instalar o suporte do tablet Android e iOS no AI Station:


1. Prenda a placa de suporte do tablet na placa de suporte do AI Station usando o hardware fornecido.




2. Insira a chave na aba de bloqueio para destravar o suporte. Recue a aba e deslize a alça do canto para que ela abra.





3. Insira o canto do tablet na extremidade fixa, deslize a alça do canto oposto para baixo.



- Empurre a aba de bloqueio de volta e gire a chave para travar o suporte.



- Use a chave Allen para girar o suporte do tablet para a posição desejada.



Kosmos no iOS e Kosmos Hub

Instalação e uso do Kosmos Hub com o Kosmos no iOS



Observação: nem todos os recursos estão disponíveis em todos os mercados. Consulte o guia do usuário da sua região ou do seu país para conferir todos os recursos disponíveis antes do uso.

Ao usar o tablet iOS no AI Station, o Kosmos Hub permite fazer leituras e carregar simultaneamente quando o Lexsa e o Torso-One estão conectados ou quando tanto o Torso-One quanto o Lexsa estão conectados.

	Durante a leitura, não desconecte a alimentação CA caso já esteja conectada.
	O Kosmos Hub deve estar conectado e preso ao Kosmos AI Station antes do uso.
	A embalagem de fechamento do Hub não deve ser aberta no ambiente do paciente.
	O Kosmos Hub está disponível apenas para o Kosmos Bridge e o Kosmos no iOS.


Prender a caixa de fechamento do Hub no AI Station

1. Prenda a caixa de fechamento do Hub, sem o Hub, no AI Station com o parafuso de ajuste de soquete.
 - a. Na base do AI Station, insira o suporte da caixa de fechamento do Hub pela abertura
 - b. Deslize o Hub para cima, pela linha central do suporte.



a. Abrir o suporte da caixa de fechamento do Hub

- c. No local mostrado na imagem abaixo, use a chave Allen fornecida e o parafuso de ajuste de soquete para apertar o Hub no AI Station.




- c. Insira o parafuso de ajuste de soquete e aperte-o com a chave Allen até que a caixa de fechamento do Hub esteja presa

Conexão do Hub – Consulte a imagem abaixo


2. Antes de colocar o Hub na caixa de fechamento, conecte uma extremidade do cabo USB-C do tablet ao Hub à porta USB-C no Hub.
3. Coloque o Hub na caixa de fechamento. Insira o cabo USB-C do tablet ao Hub pelos encaixes e pela abertura do cabo da caixa de fechamento do Hub.
4. Conecte o cabo da fonte de alimentação do Hub à porta da fonte de alimentação dele.
5. Insira o cabo da fonte de alimentação do Hub pelos encaixes e pela abertura do cabo da caixa de fechamento do Hub.
 - a. Dica: use o espaço atrás do Hub para ajudar a ajustar o cabo pelos encaixes.
6. Conecte o cabo de extensão (USB-C) às portas USB-C no Hub.

7. Conecte o Kosmos Lexsa e/ou o Kosmos Torso-One às portas exteriores na caixa de fechamento do Hub.



Conexão do Hub ao dispositivo iOS e à fonte de alimentação

8. Insira a extremidade solta do cabo USB-C do tablet ao Hub pela parte central do AI Station, subindo até o suporte do tablet.




9. Coloque o dispositivo iOS no suporte do tablet e conecte o cabo USB-C do tablet ao Hub na porta USB-C lateral do dispositivo iOS.



Conclusão da configuração do Hub

10. Conecte o cabo da fonte de alimentação CA ao bloco da fonte de alimentação.



Conexão do cabo da fonte de alimentação CA e do bloco da fonte de alimentação

11. Conecte o cabo de alimentação do AI Station à tomada na parede. Ligue o dispositivo Kosmos.

12. Após a instalação bem-sucedida do Hub, feche a caixa de fechamento do Hub com os parafusos fornecidos. Será necessária uma chave de fenda Phillips.




Uso do cesto

O cesto de pode carregar 4,5 kg com segurança.



Não exceda a carga operacional segura do AI Station.

- ★ Para remover o cesto para a limpeza, pressione a aba e deslize o cesto para cima.




- ★ Para reinstalar o cesto, alinhe-o com a margem superior do suporte de montagem e deslize o cesto para baixo até que ele se encaixe no lugar.

Bloqueio das rodas

O AI Station possui quatro rodas traváveis.

	O AI Station é projetado para rolar livremente. No entanto, depois de colocá-lo no local desejado, trave as rodas para que ele não se mova involuntariamente.
---	---

- ★ Para travar uma roda, use seu pé para empurrar a aba para baixo.



Armazenamento do cabo de energia CA

- ★ Para armazenar o cabo de energia CA, enrole o cabo no envoltório de cabos na parte inferior da base.

Limpeza e desinfecção

Para limpar e desinfetar o AI Station, consulte as instruções do fabricante. (https://assets.gcx.com/documents/documents/DU-CLEAN-01_Rev_A.PDF)

Manutenção de rotina

Inspeccione periodicamente todos os elementos de fixação associados ao conjunto de montagem. Aperte ou ajuste conforme necessário para operação e segurança ideais.

Limpeza do conjunto de montagem

O conjunto de montagem pode ser limpo com a maioria das soluções leves e não abrasivas comumente usadas no ambiente hospitalar (por exemplo, soluções diluídas de alvejante, amoníaco ou álcool).

O acabamento da superfície é danificado de forma permanente por produtos químicos e solventes fortes, como acetona ou tricloroetileno.

Nunca deve ser usada palha de aço ou outros materiais abrasivos.

Os danos causados pelo uso de substâncias ou processos não aprovados não serão justificados. Recomendamos testar qualquer solução de limpeza em uma pequena área do conjunto de montagem que não seja visível para verificar a compatibilidade.

Nunca submergir ou permitir a entrada de líquidos no conjunto de montagem. Limpe imediatamente qualquer agente de limpeza do conjunto de montagem usando um pano com água. Seque completamente o conjunto após a limpeza.



A GCX não faz nenhuma reivindicação sobre a eficácia dos produtos químicos ou processos listados como meio de controle de infecção. Consulte o responsável pelo controle de infecções ou epidemiologista do seu hospital. Para limpar ou esterilizar os dispositivos montados ou equipamentos acessórios, consulte as instruções específicas fornecidas com esses produtos.

Especificações

Suporte

- Peso: 24,5 kg
- Dimensões: 112 x 51 x 45 cm

Kosmos Hub

- Dimensões: 100 x 116 x 31 mm

Caixa de fechamento do Hub

- Dimensões: 132 x 237 x 71 mm

Fonte de alimentação

- Entrada: alimentação CA 100-240 V 50-60 Hz
- Saída: 5,0 V \pm 0,25 V a uma corrente máxima de 2,0A

Comprimento do cabo do Hub ao tablet

- 1.800 mm (70,9 pol.)

Segurança

Leia estas informações antes de usar seu sistema de ultrassom. Elas são aplicáveis ao dispositivo, aos transdutores e ao software. Esta seção abrange somente as informações de segurança. As informações de segurança aplicáveis somente a uma tarefa específica estão incluídas no procedimento da tarefa.

O sistema Kosmos é considerado um dispositivo médico. Este dispositivo deve ser usado por médicos ou sob prescrição médica e com supervisão de um médico qualificado para orientar o uso do dispositivo.

Reporte qualquer incidente de segurança grave relacionado ao sistema de ultrassom para a EchoNous e para a autoridade competente do país no qual o usuário e/ou paciente está localizado.

Reciclagem e descarte

A EchoNous está comprometida em ajudar a proteger o ambiente natural, não apenas dando apoio à segurança contínua e ao uso efetivo dos dispositivos, mas também pela comunicação de informações sobre o descarte adequado dos dispositivos no fim da vida útil.

O equipamento pode conter materiais que colocam o ambiente em risco caso não sejam descartados adequadamente. Quando um dispositivo chegar ao fim de sua vida útil, descarte-o adequadamente seguindo as recomendações abaixo.


O Kosmos Bridge contém baterias de íons de lítio, e o sistema deve ser descartado de maneira responsável em relação ao meio ambiente, de acordo com as regulamentações locais, estaduais, regionais e/ou nacionais. A EchoNous recomenda levar os equipamentos eletrônicos Kosmos a um centro de reciclagem especializado na reciclagem e descarte de equipamentos eletrônicos. Caso um componente do Kosmos seja exposto a um material biológico perigoso, a EchoNous recomenda usar contêineres de descarte para materiais de risco biológico de acordo com as regulamentações locais, estaduais, regionais e/ou nacionais. Os componentes do Kosmos devem ser levados para um centro de resíduos especializado no descarte de resíduos de risco biológico.

	Não incinere nem descarte o Kosmos no lixo comum ao final da vida útil. A bateria de íon de lítio pode ser um risco de segurança em potencial ao meio ambiente e de incêndio.
	A bateria de íon de lítio dentro do Kosmos Bridge poderá explodir se exposta a temperaturas muito altas. Não destrua esta unidade incinerando ou queimando. Devolva a unidade para a EchoNous ou seu representante local para descarte.

Símbolos de rotulagem

Símbolo	Descrição da EchoNous	Título SDO Número de referência Padrão
	Indica o fabricante do dispositivo. Inclui o nome e o endereço do fabricante	Fabricante Ref. n.º 5.1.1 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos – Parte 1: Requisitos gerais
REF	Número do modelo ou da peça	Número do catálogo Ref. n.º 5.1.6 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos – Parte 1: Requisitos gerais

	Data da fabricação	Data da fabricação Ref. n.º 5.1.3 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos Parte 1: Requisitos gerais
LOT	Código do lote	Código do lote Ref. n.º 5.1.5 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos – Parte 1: Requisitos gerais
SN	Número de série	Número de série Ref. n.º 5.1.7 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos Parte 1: Requisitos gerais

	<p>Massa do equipamento, incluindo carga de trabalho segura. Usado de acordo com o IEC 60601-1, Cl. 7.2.21.</p>	<p>Nenhum</p>
	<p>Classificado UL. Médico – equipamento médico geral quanto a choque elétrico, incêndio e riscos mecânicos apenas de acordo com ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012)/CAN/CSA-C22.2 n.º 6060-1 (2008) + (2014). E509516</p>	<p>Nenhum</p>
	<p>Consulte as instruções de uso</p>	<p>Instruções operacionais Ref. n.º D.1-11 IEC 60601-1 Equipamento médico elétrico – Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial</p>
	<p>As precauções de segurança são identificadas com esta marca no dispositivo.</p>	<p>Atenção Ref. n.º D.1-10 IEC 60601-1 Equipamento médico elétrico – Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial</p>

	<p>Indica que o item é um dispositivo médico</p>	<p>Ref. n.º 5.7.7 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos Parte 1: Requisitos gerais</p>
	<p>Indica o representante autorizado na Comunidade/ União Europeia</p> <p>Observação: o símbolo é acompanhado do nome e do endereço do representante autorizado.</p>	<p>Ref. n.º 5.1.2 ISO 15223-1 Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em etiquetas, rotulagens e informações que serão fornecidas com dispositivos médicos Parte 1: Requisitos gerais</p>
	<p>Marcação CE</p> <p>Indica que o dispositivo está em conformidade com os requisitos aplicáveis definidos na regulação EU MDR 2017/745 e outras legislações de harmonização aplicáveis da UE</p>	<p>EU MDR 2017/745 Artigo 2, (43)</p>

	<p>Indica corrente contínua</p>	<p>Corrente contínua Ref. n.º D.1-4 IEC 60601-1 Equipamento eletromédico – Parte 1: Requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial</p>
	<p>Não descarte este produto no lixo comum ou em aterros sanitários. Consulte as regulamentações locais de descarte</p>	<p>Coleção separada Anexo IX Equipamento elétrico e eletrônico de resíduos (WEEE) Diretriz 2012/19/EU do Parlamento Europeu</p>
	<p>Representante na Suíça</p>	<p>Símbolo do representante na Suíça MU600_00_016e_MB</p>
	<p>Conformidade avaliada no Reino Unido</p>	<p>Símbolo da conformidade avaliada no Reino Unido. MHRA Department of Business, Energy & Industrial Strategy, 31 de dezembro de 2020</p>

Informações de contato

Estados Unidos



EchoNous Inc.

8310 154th Avenue NE

Building B, Suite 200

Redmond, WA 98052


Suporte técnico (gratuito): (844) 854 0800

Vendas (gratuito): (844) 854 0800

E-mail: support@EchoNous.com

Site: www.EchoNous.com

Espaço Econômico Europeu



Representante autorizado

Advena Ltd

Tower Business Centre

2nd Flr, Tower Street

Swatar, BKR 4013

Malta



Representante autorizado na Suíça



QUNIQUE GmbH
Bahnhofweg 17
5610-Wohlen
Suíça

Pessoa responsável no Reino Unido

Qserve Group UK, Ltd
49 Greek St, London W1D 4EG,
Reino Unido

Patrocinador da Austrália

LC & Partners Pty Ltd
Level 32, 101 Miller Street
North Sydney, NSW, 2060
Austrália
Tel.: + 61 2 9959 2400

Suporte ao cliente da EchoNous

Entre em contato com o suporte ao cliente:

Telefone: 844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-mail: info@echonous.com

Site: www.echonous.com

Fabricante:

EchoNous, Inc.
8310 154th Ave NE, Edifício B, Suíte 200
Redmond, WA 98052
Estados Unidos da América

País de Origem: Estados Unidos da América

Representante autorizado no Brasil

Detentor da Notificação:

VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda

Rua Batataes no 391, conjuntos 11, 12 e 13 - Jardim Paulista
São Paulo – SP – 01423-010
CNPJ: 04.718.143/0001-94
SAC: 0800-7703661
Farm. Resp: Cristiane Ap. de Oliveira Aguirre – CRF/SP: 21,079
Notificação ANVISA nº: 80102519147

P007496-003, Rev A
Agosto de 2023