CHEMISCHE KOMPATIBILITÄT

Die hier aufgelisteten chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel wurden hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Gerätematerialien untersucht. Die untenstehende Tabelle wird bezüglich der Kompatibilität weiterer chemischer Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit dem Gerät kontinuierlich aktualisiert.

Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion finden Sie im Benutzerhandbuch.

Warme Seifenlauge	Keine	А	A	А	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakterizide Einwegtücher	N-Alkyldimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchlorid (0,125 %), N-Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid (0,125 %), Isopropanol (10–20 %), 2-Butoxyethanol (< 5 %)	А	А	А	А
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakterizide Einwegtücher	N-Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (0,25 %), N- Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid (0,25 %), Isopropylalkohol (Isopropanol) (55,5 %)	А	А	А	А
PDI Healthcare Sani-Cloth® Bleach bakterizide Einwegtücher	Natriumhypochlorit (0,63 %)	А	А	С	В
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Di-isobutylphenoxyethoxyethyl dimethylbenzylammoniumchlorid (0,28 %), Isopropanol (17,2 %)	А	А	А	А
¹ Metrex CaviCide™	Di-isobutylphenoxyethoxyethyl dimethylbenzylammoniumchlorid (0,28 %), Isopropanol (17,2 %)	А	А	А	А
¹ Metrex CaviWipes1™	Didecyldimethylammoniumchlorid (0,76 %), Ethanol (7,50 %), Isopropanol (15 %)	А	А	А	А
¹ Metrex CaviCide1™	Didecyldimethylammoniumchlorid (0,76 %), Ethanol (7,50 %), Isopropanol (15 %)	А	А	А	А
ASP Cidex® OPA	Ortho-Phthalaldehyde (0,55 %), Dikaliumhydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Benzotriazol, Litronensäure, D&C-zertifizierter Farbstoff grün Nr. 5, N-(Hydroxyethyl) ethylendiamintetraessigsäure (HEDTA) (99,45 %)	k. A.	А	k. A.	k. A.
ASP Enzol® Enzymatisches Reinigungsmittel	Subtilisine (< 5 %)	А	А	А	А
Wasserstoffperoxidlösung, 3 %	Wasserstoffperoxidlösung (3 %), Wasser (97 %)	А	A	А	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypochlorit (1,1%)	A	A	С	В

Legende:

Produkt auf der "List N" der US-amerikamischen Umweltschutzbehörde EPA: Desinfektionsmittel zur Verwendung gegen SARS-CoV-2 ²Freigabe durch Metrex, zugelassen für Covid-19

A: Kompatibel

B: Vorsicht: Nicht empfohlen. Kann bei längerer Verwendung zu leichten Veränderungen des Aussehens führen. C: Nicht kompatibel: Nicht verwenden. Längere Exposition kann zu Schäden am Produkt führen.

k. A.: Keine Daten zur Kompatibilität verfügbar.

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind auf allen Märkten verfügbar. Lesen Sie die Informationen zu allen verfügbaren Funktionen im Benutzerhandbuch Ihrer Region oder Ihres Landes nach. Vor der Verwendung Benutzerhandbuch zu Rate ziehen.

△ Vorsicht: Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch Ärzte oder auf deren Anordnung herausgegeben werden.

