

Χημική συμβατότητα

Τα καθαριστικά και απολυμαντικά χημικά που παρατίθενται εδώ έχουν αξιολογηθεί ως προς τη συμβατότητά τους με τα υλικά της συσκευής. Θα εξακολουθήσουμε να ενημερώνουμε τον παρακάτω πίνακα καθώς αξιολογούμε επιπλέον καθαριστικά και απολυμαντικά χημικά ως προς τη συμβατότητά τους με τη συσκευή.

Για όλες τις πληροφορίες καθαρισμού και απολύμανσης, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.

Καθαριστικό ή/και απολυμαντικό μέσο	Δραστική ουσία	Kosmos Bridge	Ηχοβολείς Kosmos	Καλώδια ΗΚΓ	Ακουστικά
Χλιαρό σαπουνόνερο	Κανένα	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® και αντιμικροβιακά μαντηλάκια μίας χρήσης	N-αλκυλ-διμεθυλ-αιθυλοβενζυλ-αμμωνιοχλωρίδια (0,125%), n-αλκυλ-διμεθυλ-βενζυλ-αμμωνιοχλωρίδια (0,125%), ισοπροπανόλη (10-20%), 2-βουτοξυαιθανόλη (<5%)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® αντιμικροβιακά μαντηλάκια μίας χρήσης	N-αλκυλ-διμεθυλ-αιθυλοβενζυλ-αμμωνιοχλωρίδια (0,25%), n-αλκυλ-διμεθυλ-βενζυλ-αμμωνιοχλωρίδια (0,25%), ισοπροπυλ-αλκοόλη (ισοπροπανόλη) (55,5%)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Sani-Colth® αντιμικροβιακά μαντηλάκια μίας χρήσης με χλωρίνη	Υποχλωριώδες νάτριο (0,63%)	A	A	Γ	Β
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Δισοβουτυλοφαινοξυαιθοξυαιθυλοδιμεθυλβενζυλ-αμμωνιοχλωρίδιο (0,28%), ισοπροπανόλη (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Δισοβουτυλοφαινοξυαιθοξυαιθυλοδιμεθυλβενζυλ-αμμωνιοχλωρίδιο (0,28%), ισοπροπανόλη (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes 1™	Διτεκυλοδιμεθυλαμμωνιο-χλωρίδιο (0,76%), αιθανόλη (7,50%), ισοπροπανόλη (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide 1™	Διτεκυλοδιμεθυλαμμωνιο-χλωρίδιο (0,76%), αιθανόλη (7,50%), ισοπροπανόλη (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Ορθο-φθαλαδεϋδρή (0,55%), όξινο φωσφορικό δικάλιο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, βενζοτρίαζόλη, κίτρινο οξύ, D&C πράσινη χρωστική #5, N-(υδροξυαιθυλ)-αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (HEDTA) (99,45%)	Δ.Υ.	A	Δ.Υ.	Δ.Υ.
ASP Enzo® ενζυματικό απορρυπαντικό	Σουμπιλιτίνες (<5%)	A	A	A	A
Υπεροξειδίου του υδρογόνου 3% διάλυμα	Υπεροξειδίου του υδρογόνου (3%), νερό (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Υποχλωριώδες νάτριο (1,1%)	A	A	Γ	Β

Υπόμνημα:

¹Προϊόν στη λίστα N: Απολυμαντικά για χρήση έναντι SARS-CoV-2

²Σύμφωνα με τη σημείωση έκδοσης της Metrex, εγκεκριμένο για Covid 19

A: Συμβατό

B: Προσοχή - Δεν προτείνεται. Ενδέχεται να προκληθούν μικρές αισθητικές αλλαγές με παρατεταμένη χρήση.

Γ: Μη συμβατό - Να μην χρησιμοποιείται. Η εκτεταμένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά του προϊόντος.

Δ.Υ.: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα συμβατότητας

Σημείωση: Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις αγορές. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για την περιοχή ή τη χώρα σας για να δείτε όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά. Πριν από τη χρήση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης. **Δ. Προσοχή:** Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (Ηνωμένες Πολιτείες) περιορίζει αυτή τη συσκευή για πώληση μόνο από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.