

Zgodność chemiczna

Wymienione tutaj substancje chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji zostały ocenione pod kątem kompatybilności z materiałami, z których wykonane są urządzenia. Będziemy nadal aktualizować poniższą tabelę, gdy ocenimy dodatkowe środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji pod kątem zgodności z urządzeniem.

Pełne informacje na temat czyszczenia i dezynfekcji można znaleźć w podręczniku użytkownika.

Środek czyszczący i/lub Środek dezynfekujący	Składnik czynny	Kosmos Bridge	Sondy Kosmos	Przewody EKG	Śluchawki
Ciepła woda z mydłem	Brak	A	A	A	A
Jednorazowe chusteczki bakteriobójcze PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	chlorki n-alkilodimetyloetylobenzylowe amonowe (0,125%), chlorki n-alkilodimetylobenzylowe amonowe (0,125%), izopropanol (10-20%), 2-butoksietanol (<5%)	A	A	A	A
¹ Jednorazowe chusteczki bakteriobójcze PDI Healthcare Super Sani-Cloth®	chlorki n-alkilodimetyloetylobenzylowe amonowe (0,25%), chlorki n- alkilodimetylobenzylowe (0,25%) amonowe, alkohol izopropylowy (izopropanol) (55,5%)	A	A	A	A
¹ Wybielające chusteczki bakteriobójcze jednorazowego użytku PDI Healthcare Sani-Cloth®	Podchloryn sodu (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Chlorek diizobutylofenoksytoksyetylo- dimetylobenzylowy amonowy (0,28%), izopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Chlorek diizobutylofenoksytoksyetylo- dimetylobenzylowy amonowy (0,28%), izopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Chlorek didecylodimetyloamoniowy (0,76%), etanol (7,50%), izopropanol (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Chlorek didecylodimetyloamoniowy (0,76%), etanol (7,50%), izopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	ortoftaldehyd (0,55%), wodorofosforan dipotasu, wodorofosforan potasu, benzotriazol, kwas cytrynowy, zielony barwnik D&C nr 5, kwas N-(hydroksyetylo)-etylenodiaminotriocowy (HEDTA) (99,45%)	Nie dotyczy	A	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Detergent enzymatyczny ASP Enzol®	Subtylizyny (<5%)	A	A	A	A
Nadtlenek wodoru (roztwór 3%)	Nadtlenek wodoru (3%), woda (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Podchloryn sodu (1,1%)	A	A	C	B

Objaśnienia:

¹Produkt na liście N: Środki dezynfekujące do stosowania przeciwko SARS-CoV-2

²Zgodnie z notatką wydaną przez Metrex, zatwierdzone dla Covid 19

A: Zgodne

B: Uwaga – Niezalecane. Przy dłuższym stosowaniu może powodować niewielkie zmiany kosmetyczne.

C: Niezgodne – Nie używać. Przedłużone narażenie może prowadzić do uszkodzenia produktu.

Nie dotyczy:
Zgodność brak
dostępnych danych

Uwaga: Nie wszystkie funkcje są dostępne na wszystkich rynkach. Informacje o wszystkich dostępnych funkcjach można znaleźć w podręczniku użytkownika przeznaczonym dla danego regionu lub kraju. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. **Przeostrożność:** Prawo Stanów Zjednoczonych ogranicza sprzedaż urządzeń wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza.