

Kemisk kompatibilitet

De rengørings- og desinfektionskemikalier, der er anført her, er vurderet for kompatibilitet med enhedens materialer. Vi vil fortsætte med at opdatere nedenstående tabel, efterhånden som vi vurderer yderligere rengørings- og desinfektionskemikalier for kompatibilitet med enheden.

Se brugervejledningen for at få alle oplysninger om rengøring og desinfektion.

Rengørings- og/eller desinfektionsmiddel	Aktiv ingrediens	Kosmos Bridge	Kosmos-sonder	EKG-kabler	Headset
Varmt sæbevand	Ingen	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakteriedræbende engangsservietter	n-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorider (0,125 %), n-alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorider (0,125 %), isoproponal (10-20 %), 2-butoxyethanol (<5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakteriedræbende engangsservietter	n-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorider (0,25 %), n-alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorider (0,25 %), isopropyl alkohol (isoproponal) (55,5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Sani-Cloth® Blegemiddel bakteriedræbende engangsservietter	Natriumhypoklorid (0,63 %)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutylphenoxyethoxyethylidimethylbenzylammoniumchlorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Diisobutylphenoxyethoxyethylidimethylbenzylammoniumchlorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Didecyldimethylammoniumchlorid (0,76 %), ethanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Didecyldimethylammoniumchlorid (0,76 %), ethanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	ortho-phthalaldehyd (0,55 %), dikaliumhydrogenphosphat, kaliumdihydrogenphosphat, benzotriazol, citronsyre, D&C grønt farvestof nr. 5, n-(hydroxyethyl)-ethylendiamintrieddikesyre (HEDTA) (99,45 %)	Ikke relevant	A	Ikke relevant	Ikke relevant
ASP Enzol® enzymatisk vaskemiddel	Subtilisiner (<5 %)	A	A	A	A
Brintoverilte 3 % opløsning	Brintoverilte (3 %), vand (97 %)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypoklorid (1,1%)	A	A	C	B

Nøgle:

¹Produkt på liste N: Desinfektionsmidler til brug mod SARS-CoV-2

²Per Metrex frigivet note, godkendt til Covid 19

A: Kompatibel

B: Forsigtig – Anbefales ikke.
Kan medføre mindre kosmetiske ændringer ved langvarig brug.

C: Ikke kompatibel – Må ikke bruges. Langvarig eksponering kan føre til produktskade.

Ikke relevant:
Kompatibilitetsdata er ikke tilgængelige

Bemærkning: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle markeder. Se brugervejledningen til dit område eller land for alle tilgængelige funktioner.

Se brugervejledningen inden brug. **△Forsigtig:** Den føderale (USA) lov begrænser denne enhed til salg af eller efter ordination af en læge.