

Chemische compatibiliteit

De hier vermelde chemicaliën van het reinigings- en desinfectiemiddel zijn beoordeeld op compatibiliteit met de materialen van het hulpmiddel. De onderstaande tabel zal worden bijgewerkt naargelang de beoordeling van aanvullende chemicaliën van het reinigings- en desinfectiemiddel op compatibiliteit met het hulpmiddel.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor volledige informatie over de reiniging en desinfectie.

Reinigings- en/of Desinfectiemiddel	Actief bestanddeel	Kosmos Bridge	Kosmos-sondes	ECG-kabels	Headset
Warm zeepwater	Geen	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus kiemdodende wegwerpdoekjes	n-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloriden (0,125%), n-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloriden (0,125%), isopropanol (10-20%), 2-butoxyethanol (< 5%)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes	n-alkyl dimethyl ethylbenzyl ammonium chloriden (0,25%), n-alkyl dimethyl benzyl ammonium chloriden (0,25%), isopropylalcohol (isopropanol) (55,5%)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes met bleekmiddel	Natriumhypochloriet (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutylfenoxyethoxyethylmethylbenzylammoniumchloride (0,28%), isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Diisobutylfenoxyethoxyethylmethylbenzylammoniumchloride (0,28%), isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes™	Didecyldimethylammoniumchloride (0,76%), ethanol (7,50%), isopropanol (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Didecyldimethylammoniumchloride (0,76%), ethanol (7,50%), isopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	ortho-ftaalaldehyde (0,55%), dikaliumwaterstoffsfaat, kaliumdiwaterstoffsfaat, benzotriazol, citroenzuur, D&C groene kleurstof nr. 5, N-(hydroxyethyl)-ethyleendiaminenetra-azijnzuur (HEDTA) (99,45%)	N.v.t.	A	N.v.t.	N.v.t.
ASP Enzol® enzymatisch reinigingsmiddel	Subtilisines (< 5%)	A	A	A	A
3% waterstofperoxideoplossing	Waterstofperoxide (3%), water (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypochloriet (1,1%)	A	A	C	B

Sleutel:

¹Product in lijst N: desinfectiemiddelen voor gebruik tegen SARS-CoV-2

²Per Metrex vrijgegeven kennisgeving, goedgekeurd voor Covid 19

A: Compatibel

B: Let op - Niet aanbevolen. Kan kleine cosmetische veranderingen veroorzaken bij langdurig gebruik.

C: Niet compatibel - Niet gebruiken. Langdurige blootstelling kan leiden tot productschade.

N.v.t.: Compatibiliteitsgegevens niet beschikbaar

Opmerking: Niet alle functies zijn voor alle markten beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor uw regio of land voor alle beschikbare functies.

Raadpleeg voorafgaand aan gebruik de gebruikershandleiding. **⚠ Let op:** krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.