

Compatibilità chimica

I prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione che seguono sono stati valutati per verificarne la compatibilità con i materiali che compongono il dispositivo. La tabella che segue continuerà a essere aggiornata man mano che si valuterà la compatibilità con il dispositivo di ulteriori prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Per istruzioni complete relative a pulizia e disinfezione, fare riferimento alla Guida per l'utente.

Agente detergente e/o disinfettante	Principio attivo	Kosmos Bridge	Sonde Kosmos	Cavi ECG	Cuffie
Acqua tiepida e sapone	Nessuno	A	A	A	A
Salviette monouso germicide PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	n-alchil dimetil etilbenzil ammonio cloruro (0,125%), n-alchil dimetil benzil ammonio cloruro (0,125%), 2-propanolo (10-20%), 2-butossietanolo (<5%)	A	A	A	A
¹ Salviette monouso germicide PDI Healthcare Super Sani-Cloth®	n-alchil dimetil etilbenzil ammonio cloruro (0,25%), n-alchil dimetil benzil ammonio cloruro (0,25%), alcool isopropilico (2-propanolo) (55,5%)	A	A	A	A
¹ Salviette monouso germicide con candeggina PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	Ipoclorito di sodio (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzil ammonio (0,28%), 2-propanolo (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzil ammonio (0,28%), 2-propanolo (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Cloruro di didecildimetilammonio (0,76%), etanolo (7,50%), 2-propanolo (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Cloruro di didecildimetilammonio (0,76%), etanolo (7,50%), 2-propanolo (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Ortoftalaldeide (0,55%), idrogenofosfato dipotassico, diidrogenofosfato di potassio, benzotriazolo, acido citrico, colorante verde D&C n. 5, acido N-(drossietil)-etilendiamminotetraacetico (HEDTA) (99,45%)	N/D	A	N/D	N/D
Detergente enzimatico ASP Enzo®	Subtilisina (<5%)	A	A	A	A
Soluzione di perossido di idrogeno al 3%	Perossido di idrogeno (3%), acqua (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Ipoclorito di sodio (1,1%)	A	A	C	B

Legenda:

¹Prodotto nell'elenco N: disinfettanti da utilizzare contro SARS-CoV-2

²Secondo la nota rilasciata su Metrex, approvato per il COVID-19

A: compatibile

B: attenzione - non consigliato. L'uso prolungato può dare luogo a lievi alterazioni estetiche.

C: non compatibile - non utilizzare. L'esposizione prolungata può danneggiare il prodotto.

N/D: dati sulla compatibilità non disponibili

Nota: non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i mercati. Fare riferimento alla guida per l'utente nella propria regione o nel proprio Paese per tutte le funzioni disponibili. Prima dell'uso, consultare la guida per l'utente.

⚠ Attenzione: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a medici o dietro prescrizione medica.