

Kemisk kompatibilitet

Rengörings- och desinfektionskemikalierna som listas här har utvärderats för kompatibilitet med enhetsmaterialen. Vi fortsätter att uppdatera tabellen nedan allt eftersom vi utvärderar ytterligare rengörings- och desinfektionskemikalier för deras kompatibilitet med enheten.

Se användarguiden för fullständig information om rengöring och desinfektion.

Rengörings- och/eller desinfektionsmedel	Aktiv beståndsdel	Kosmos Bridge	Kosmos-sonder	EKG-kablar	Headset
Varmt såpvatten	Inget	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakteriedödande engångsservetter	n-alkyldimetylbensylammoniumklorid (0,125 %), n-alkyldimetylbensylammoniumklorid (0,125 %), isopropanol (10–20 %), 2-butoxyetanol (<5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakteriedödande engångsservetter	n-alkyldimetylbensylammoniumklorid (0,25 %), n-alkyldimetylbensylammoniumklorid (0,25 %), isopropylalkohol (isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Sani-Cloth® bakteriedödande engångsservetter med blekmedel	Natriumhypoklorit (0,63 %)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Di-isobutylfenoxietoxyetyl dimetylbensyl ammoniumklorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Di-isobutylfenoxietoxyetyl dimetylbensyl ammoniumklorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Didecyldimetylammoniumklorid (0,76 %), etanol (7,5 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Didecyldimetylammoniumklorid (0,76 %), etanol (7,5 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	o-ftalaldehyd (0,55 %), dikaliumvätefosfat, kaliumdivätefosfat, bensotriazol, citronsyra, D&C grön färg nr 5, N-(hydroxietyl)etylendiamintriättisyra (HEDTA) (99,45 %)	Ej tillämpligt	A	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
ASP Enzol® enzymatiskt tvättmedel	Subtillsiner (<5 %)	A	A	A	A
Väteperoxidlösning 3 %	Väteperoxid (3 %), vatten (97 %)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypoklorit (1,1%)	A	A	C	B

Nyckel:

¹Produkt på Lista N: Desinfektionsmedel för användning mot SARS-CoV-2

²Godkänt för Covid-19 enligt Metrex-publicerat meddelande.

A: Kompatibel

B: Försiktighet – rekommenderas inte. Kan orsaka mindre kosmetiska förändringar vid långvarig användning.

C: Inte kompatibel – använd inte. Vid långvarig exponering kan produkten skadas.

Ej tillämpligt: Kompatibilitet uppgifter saknas

Anmärkning: Alla funktioner är inte tillgängliga på alla marknader. Se användarguiden för din region eller ditt land för alla tillgängliga funktioner.

Läs användarguiden före användning. **⚠ Varning!** I enlighet med federal lagstiftning i USA kan denna enhet bara säljas av läkare eller på läkares ordination i USA.