

Compatibilitate chimică

Substanțele chimice de curățare și dezinfectare enumerate aici au fost evaluate pentru compatibilitate cu materialele dispozitivului. Vom continua să actualizăm tabelul de mai jos pe măsură ce evaluăm substanțele chimice de curățare și dezinfectare suplimentare pentru compatibilitate cu dispozitivul.

Consultați Ghidul utilizatorului pentru informații complete despre curățare și dezinfectare.

Agent de curățare și/sau de dezinfectare	Ingredient activ	Kosmos Bridge	Sonde Kosmos	Cabluri ECG	Căști
Apă caldă cu săpun	Nu există	A	A	A	A
Șervețele antibacteriene de unică folosință PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	Cloruri de n-alkil dimetil etilbenzil amoniu (0,125%), cloruri de n-alkil dimetil benzil amoniu (0,125%), izopropanol (10-20%), 2-butoxietanol (<5%)	A	A	A	A
¹ Șervețele antibacteriene de unică folosință PDI Healthcare Super Sani-Cloth®	Cloruri de n-alkil dimetil etilbenzil amoniu (0,25%), cloruri de n-alkil dimetil benzil amoniu (0,25%), alcool izopropilic (izopropional) (55,5%)	A	A	A	A
¹ Șervețele antibacteriene de unică folosință PDI Healthcare Sani-Cloth® Bleach	Hipoclorit de sodiu (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Clorură de diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-belzil-amoniu (0,28 %), izopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Clorură de diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-belzil-amoniu (0,28 %), izopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Clorură de didicildimetilamoniu (0,6%), etanol (7,50%), izopropanol (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Clorură de didicildimetilamoniu (0,76%), etanol (7,50%), izopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	orto-ftalaldehidă (0,55%), hidrogen fosfat dipotasic, dihidrogen fosfat de potasiu, benzotriazol, acid citric, colorant verde D&C #5, acid N-(hidroxietil)-etilendiaminotriacetic (HEDTA) (99,45%)	Nu este cazul	A	Nu este cazul	Nu este cazul
Detergent enzimatic ASP Enzol®	Subtilizine (<5%)	A	A	A	A
Soluție de peroxid de hidrogen 3%	Peroxid de hidrogen (3%), apă (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Hipoclorit de sodiu (1,1%)	A	A	C	B

Legendă:

¹Produs pe Lista N: Dezinfectanți pentru utilizare împotriva SARS-CoV-2

²Conform notei Metrex publicate, aprobat pentru Covid 19

A: Compatibil

B: Atenție - Nu este recomandat. Poate cauza modificări cosmetice minore prin utilizare extinsă.

C: Incompatibil - A nu se utiliza. Expunerea prelungită poate duce la deteriorarea produsului.

Nu se aplică: Date de compatibilitate indisponibile

Notă: Nu toate funcțiile sunt disponibile pe toate piețele. Consultați ghidul utilizatorului din regiunea sau țara dumneavoastră pentru toate funcțiile disponibile. Consultați ghidul utilizatorului înainte de utilizare. **⚠️ Atenție:** Legea federală (Statele Unite) restricționează acest echipament la vânzarea de către sau la comanda unui medic.