

Chemische Verträglichkeit

Die hier aufgelisteten chemischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel wurden hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit den Gerätematerialien untersucht. Die untenstehende Tabelle wird bezüglich der Kompatibilität weiterer chemischer Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit dem Gerät kontinuierlich aktualisiert.

Reinigungs- und/ oder Desinfektionsmittel	Aktive Inhaltsstoffe	Kosmos Bridge	Kosmos Schallköpfe	EKG-Kabel	Headset
Warme Seifenlauge	Keine	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakterizide Einwegtücher	N-Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (0,125 %), N-Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid (0,125 %), Isopropanol (10–20 %), 2-Butoxyethanol (< 5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakterizide Einwegtücher	N-Alkyldimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid (0,25 %), N-Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid (0,25 %), Isopropylalkohol (Isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Sani-Cloth® bakterizide Einwegtücher mit Bleichmittel	Natriumhypochlorit (0,63 %)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutylphenoxyethoxyethyltrimethylbenzylammoniumchlorid (0,28 %), Isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Diisobutylphenoxyethoxyethyltrimethylbenzylammoniumchlorid (0,28 %), Isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes™	Didecyltrimethylammoniumchlorid (0,76 %), Ethanol (7,50 %), Isopropanol (15 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Didecyltrimethylammoniumchlorid (0,76 %), Ethanol (7,50 %), Isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Ortho-Phthalaldehyd (0,55 %), Dikaliumhydrogenphosphat, Kaliumdihydrogenphosphat, Benzotriazol, Zitronensäure, D&C-zertifizierter Farbstoff grün Nr. 5, N-(Hydroxyethyl)ethylen-diamin-tetraessigsäure (HEDTA) (99,45 %)	k. A.	A	k. A.	k. A.
ASP Enzo® Enzymatisches Reinigungsmittel	Subtilisine (< 5 %)	A	A	A	A
Wasserstoffperoxidlösung, 3 %	Wasserstoffperoxidlösung (3 %), Wasser (97 %)	A	A	A	A
Kyrorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypochlorit (1,1 %)	A	A	C	B

Legende: ¹Produkt auf der „List N“ der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA; Desinfektionsmittel zur Anwendung gegen SARS-CoV-2 ²Gemäß Metrex freigegebenem Hinweis für Covid 19 zugelassen

A: Kompatibel **B:** Vorsicht – Nicht empfohlen. Kann bei längerer Verwendung zu leichten Veränderungen des Aussehens führen. **C:** Nicht kompatibel – Nicht verwenden. Längere Exposition kann zu Schäden am Produkt führen. **k. A.:** Keine Daten zur Kompatibilität verfügbar.

Hinweis: Nicht alle Funktionen sind auf allen Märkten verfügbar. Lesen Sie die Informationen zu allen verfügbaren Funktionen im Benutzerhandbuch Ihrer Region oder Ihres Landes nach. **Vorsicht:** Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch Ärzte oder auf deren Anordnung herausgegeben werden.

Elektronische Versionen der Kosmos Benutzerhandbücher können unter echonous.com/resources eingesehen und heruntergeladen werden.

Gedruckte Versionen der Kosmos Benutzerhandbücher können per E-Mail an service@echonous.com oder telefonisch unter 1-844-854-0800 angefordert werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den EchoNou® Kundendienst:

Telefon: 1-844-854-0800

Fax: 425-242-5553

E-Mail: support@echonous.com

Internet: echonous.com



Australischer Sponsor:
LC & Partners Pty Ltd,
North Sydney, NSW, 2060
Tel.: +61 2 9959 2400