

# Kemisk kompatibilitet

De rengørings- og desinfektionskemikalier, der er anført her, er vurderet for kompatibilitet med enhedens materialer. Vi vil fortsætte med at opdatere nedenstående tabel, efterhånden som vi vurderer yderligere rengørings- og desinfektionskemikalier for kompatibilitet med enheden.

Rengørings- og/eller desinfektionsmiddel	Aktiv ingrediens	Kosmos Bridge	Kosmos-sonder	EKG-kabler	Headset
Varmt sæbevand	Ingen	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakterieredrende engangsservietter	n-alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorider (0,125 %), n-alkyldimethylbenzylammoniumchlorider (0,125 %), isopropanol (10-20 %), 2-butoxyethanol (<5 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakterieredrende engangsservietter	n-alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorider (0,25 %), n-alkyldimethylbenzylammoniumchlorider (0,25 %), isopropyl alkohol (isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Sani-Cloth® bakterieredrende engangsservietter med blegemiddel	Natriumhypoklorid (0,63 %)	A	A	C	B
<sup>2</sup> Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutylphenoxyethoxyethylidimethylbenzyl-ammoniumchlorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide™	Diisobutylphenoxyethoxyethylidimethylbenzyl-ammoniumchlorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviWipes1™	Didecyldimethylammoniumchlorid (0,76 %), ethanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide1™	Didecyldimethylammoniumchlorid (0,76 %), ethanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	ortho-phthalaldehyd (0,55 %), dikaliumhydrogenphosphat, kaliumdihydrogenphosphat, benzotriazol, citronsyre, D&C grønt farvestof nr. 5, n- (hydroxyethyl)- ethylen-diamintrieddikesyre (HEDTA) (99,45%)	N/A	A	N/A	N/A
ASP Enzol® enzymatisk vaskemiddel	Subtilisiner (<5 %)	A	A	A	A
Brintoverilte 3 % opløsning	Subtilisiner (<5 %)	A	A	A	A
Kyrorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypoklorid (1,1 %)	A	A	C	B

**Nøgle:** <sup>1</sup>Produkt på liste N: Desinfektionsmidler til brug mod SARS-CoV-2

<sup>2</sup>Til Metrex frigivet note, godkendt til Covid 19

**A:** Kompatibel **B:** Forsigtig – Anbefales ikke. Kan medføre mindre kosmetiske ændringer ved langvarig brug. **C:** Ikke kompatibel – Må ikke bruges. Langvarig eksponering kan føre til produktskade. **Ikke relevant:** Kompatibilitetsdata er ikke tilgængelige data not available

**Bemærk:** Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle markeder. Se brugervejledningen til dit område eller land for alle tilgængelige funktioner.

**Forsigtig:** Den føderale (USA) lov begrænser denne enhed til salg af eller efter ordination af en læge.

Elektroniske udgaver af Kosmos brugervejledninger kan ses og downloades på [echonous.com/resources](http://echonous.com/resources).

Trykte udgaver af Kosmos brugervejledningerne kan rekvireres ved at sende en e-mail til [service@echonous.com](mailto:service@echonous.com) eller ved at ringe til 1-844-854-0800.

## Kontakt EchoNous® kundesupport, hvis du har spørgsmål:

Ring på: 1-844-854-0800  
 Fax: 425-242-5553  
 Email: [support@echonous.com](mailto:support@echonous.com)  
 Web: [echonous.com](http://echonous.com)



Australsk sponsor:  
 LC & Partners Pty Ltd,  
 North Sydney, NSW, 2060  
 Tlf.: +61 2 9959 2400