

# Chemische compatibiliteit

De hier vermelde chemicaliën van het reinigings- en desinfectiemiddel zijn beoordeeld op compatibiliteit met de materialen van het hulpmiddel. De onderstaande tabel zal worden bijgewerkt naargelang de beoordeling van aanvullende chemicaliën van het reinigings- en desinfectiemiddel op compatibiliteit met het hulpmiddel.

Reinigings- en/of desinfectiemiddel	Actief bestanddeel	Kosmos Bridge	Kosmos-sondes	ECG-kabels	Headset
Warm zeepwater	Geen	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus kiemdodende wegwerpdoekjes	n-alkyldimethylethylbenzylammoniumchloriden (0,125%), n-alkyldimethylbenzylammoniumchloriden (0,125%), isopropanol (10-20%), 2-butoxyethanol (< 5%)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Super Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes	n-alkyldimethylethylbenzylammoniumchloriden (0,25%), n-alkyldimethylbenzylammoniumchloriden (0,25%), isopropylalcohol	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Sani-Cloth® kiemdodende wegwerpdoekjes met bleekmiddel	Natriumhypochloriet (0,63%)	A	A	C	B
<sup>2</sup> Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutylphenoxyethoxyethyl-dimethylbenzylammoniumchloride (0,28%), Isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide™	Diisobutylphenoxyethoxyethyl-dimethylbenzylammoniumchloride (0,28%), Isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviWipes1™	Didecyldimethylammoniumchloride (0,76%), Ethanol (7,50%), Isopropanol (15%)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide1™	Didecyldimethylammoniumchloride (0,76%), Ethanol (7,50%), Isopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	ortho-ftaalaldehyde (0,55%), dikaliumpwaterstoffsosfaat, benzotriazool, citroenzuur, D&C groene kleurstof nr. 5, N-(hydroxyethyl)-ethyleen diaminetetra-azijnzuur (HEDTA) (99,45%)	N.v.t.	A	N.v.t.	N.v.t.
ASP Enzo® enzymatisch reinigingsmiddel	Subtilisines (< 5%)	A	A	A	A
3% waterstofperoxideoplossing	Waterstofperoxide (3%), water (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypochloriet (1,1%)	A	A	C	B

**Sleutel:** <sup>1</sup>Product in lijst N: Desinfectiemiddelen voor gebruik tegen SARS-CoV-2 <sup>2</sup>Goedgekeurd voor Covid-19, volgens vrijgegeven notitie van Metrex

**A:** Compatibel **B:** Let op - Niet aanbevolen. Kan kleine cosmetische veranderingen veroorzaken bij langdurig gebruik. **C:** Niet compatibel - Niet gebruiken. Langdurige blootstelling kan leiden tot productschade. **N.v.t.:** Gegevens over compatibiliteit niet beschikbaar

**Opmerking:** Niet alle functies zijn op elke markt beschikbaar. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw regio of land voor alle beschikbare functies.  
**Let op:** krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Elektronische versies van de Kosmos gebruikershandleidingen kunnen worden bekeken en gedownload op [echonous.com/resources](http://echonous.com/resources)

Gedrukte versies van de Kosmos gebruikershandleidingen kunnen aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar [service@echonous.com](mailto:service@echonous.com) of door te bellen met 1-844-854-0800.

## Neem voor vragen contact op met de

klantenservice van EchoNous®:  
 Telefoon: 1-844-854-0800  
 Fax: 425-242-5553  
 E-mail: [support@echonous.com](mailto:support@echonous.com)  
 Website: [echonous.com](http://echonous.com)



Australische sponsor:  
 LC & Partners Pty Ltd,  
 North Sydney, NSW, 2060  
 Tel: +61 2 9959 2400