

Compatibilità chimica

I prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione che seguono sono stati valutati per verificarne la compatibilità con i materiali che compongono il dispositivo. La tabella che segue continuerà a essere aggiornata man mano che si valuterà la compatibilità con il dispositivo di ulteriori prodotti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Agente detergente e/o disinfettante	Principio attivo	Kosmos Bridge	Sonde Kosmos	Cavi ECG	Cuffie
Acqua tiepida e sapone	Nessuno	A	A	A	A
Salviette monouso germicide PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	n-alchil dimetil etilbenzil ammonio cloruro (0,125%), n-alchil dimetil benzil ammonio cloruro (0,125%), 2-propanolo (10-20%), 2-butossietanolo (<5%)	A	A	A	A
¹ Salviette monouso germicide PDI Healthcare Super Sani-Cloth®	n-alchil dimetil etilbenzil ammonio cloruro (0,25%), n-alchil dimetil benzil ammonio cloruro (0,25%), alcool isopropilico (isopropanolo) (55,5%)	A	A	A	A
¹ Salviette monouso germicide con candeggina PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	Ipoclorito di sodio (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzilammonio (0,28%), isopropanolo (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Cloruro di diisobutilfenossietossietildimetilbenzilammonio (0,28%), isopropanolo (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Cloruro di didecildimetilammonio (0,76%), etanolo (7,50%), isopropanolo (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Cloruro di didecildimetilammonio (0,76%), etanolo (7,50%), isopropanolo (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Ortoftalaldeide (0,55%), idrogenofosfato dipotassico, diidrogenofosfato di potassio, benzotriazolo, acido citrico, colorante verde D&C n. 5, acido N-(idrossietil)-etilendiammi notetraacetico (HEDTA) (99,45%)	N/D	A	N/D	N/D
Detergente enzimatico ASP Enzol®	Subtilisina (<5%)	A	A	A	A
Soluzione di perossido di idrogeno al 3%	Perossido di idrogeno (3%), acqua (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Ipoclorito di sodio (1,1%)	A	A	C	B

Legenda: ¹Prodotto nell'elenco N. Disinfettanti per l'uso anti-SARS-CoV-2 ²Come da nota rilasciata da Metrex, approvato per COVID-19

A: compatibile **B:** attenzione - non consigliato. L'uso prolungato può dare luogo a lievi alterazioni estetiche. **C:** non compatibile - non utilizzare. L'esposizione prolungata può danneggiare il prodotto. **N/A:** dati relativi alla compatibilità non disponibili

Nota: non tutte le funzioni sono disponibili in tutti i mercati. Fare riferimento alla guida per l'utente nella propria regione o nel proprio Paese per tutte le funzioni disponibili. **⚠️ Attenzione:** la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo a medici o dietro prescrizione medica.

Le versioni elettroniche delle Guide per l'utente di Kosmos possono essere visionate e scaricate all'indirizzo echonous.com/resources.

Le versioni cartacee delle Guide per l'utente di Kosmos possono essere richieste inviando un'e-mail a service@echonous.com o chiamando il numero 1-844-854-0800.

Per eventuali domande, contattare

l'assistenza clienti EchoNou®:

Telefono: 1-844-854-0800

Fax: 425-242-5553

Indirizzo e-mail:

support@echonous.com

Sito web: echonous.com



Sponsor per l'Australia:

LC & Partners Pty Ltd,

North Sydney, NSW, 2060

Tel.: +61 2 9959 2400