

# Kjemisk kompatibilitet

Rengjørings- og desinfiseringskjemikaliene som er oppført her, er evaluert for kompatibilitet med materialene enhetene består av. Vi fortsetter å oppdatere tabellen nedenfor etter hvert som vi evaluerer flere rengjørings- og desinfiseringskjemikalier for kompatibilitet med enheten.

Rengjørings- og/eller desinfiseringsmiddel	Virkestoff	Kosmos Bridge	Kosmos-prober	EKG-kabler	Hode-telefon
Varmt såpevann	Ingen	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth <sup>®</sup> Plus bakteriedrepende engangsservietter	n-alkyl-dimetyl-etylbenzyl-ammoniumklorider (0,125 %), n-alkyl-dimetyl-benzyl-ammoniumklorider (0,125 %), isopropanol (10–20 %), 2-Butoksyetanol (<5 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Super Sani-Cloth <sup>®</sup> bakteriedrepende engangsservietter	n-alkyl-dimetyl-etylbenzyl-ammoniumklorider (0,25 %), n-alkyl-dimetyl-benzyl-ammoniumklorider (0,25 %), isopropylalkohol (isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Sani-Cloth <sup>®</sup> bakteriedrepende engangsservietter med blekemiddel	Natriumhypokloritt (0,63 %)	A	A	C	B
<sup>2</sup> Metrex CaviWipes <sup>™</sup> (KavoWipes)	Diisobutylfenoksyetoksyetyl-dimetylbenzylammoniumklorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide <sup>™</sup>	Diisobutylfenoksyetoksyetyl-dimetylbenzylammoniumklorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviWipes <sup>™</sup>	Didecyldimetylammmoniumklorid (0,76 %), etanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide <sup>™</sup>	Didecyldimetylammmoniumklorid (0,76 %), etanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex <sup>®</sup> OPA	Ortoftalaldehyd (0,55 %), dikaliumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, benzotriazol, sitronsyre, D&C grønnfarge nr. 5, N-(hydroksyetyl)-etylendiamintetraacetat (HEDTA) (99,45 %)	I/R	A	I/R	I/R
ASP Enzol <sup>®</sup> enzymatisk vaskemiddel	Subtilisin (<5 %)	A	A	A	A
Hydrogenperoksid 3 % løsning	Hydrogenperoksid (3 %), vann (97 %)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypokloritt (1,1 %)	A	A	C	B

**Forklaring:** <sup>1</sup>Produkter i liste N: Desinfiseringsmidler for bruk mot SARS-CoV-2 <sup>2</sup>Per Metrex utgitt notat, godkjent for Covid 19

**A:** Kompatibel    **B:** Forsiktig – ikke anbefalt. Kan føre til små kosmetiske endringer ved forlenget bruk.    **C:** Ikke kompatibel – ikke bruk. Forlenget eksponering kan føre til skade på produktet.    **I/R:** Kompatibilitetsdata ikke tilgjengelig

**Merk:** Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle markeder. Se brukerveiledningen for din region eller ditt land for alle tilgjengelige funksjoner. **⚠ Forsiktig:** Ifølge føderal lovgivning i USA skal denne enheten kun selges av eller på forordning fra lege.

Elektroniske versjoner av Kosmos brukerveiledninger kan leses og lastes ned på [echonous.com/resources](http://echonous.com/resources).

Trykte versjoner av Kosmos brukerveiledninger kan anmodes om ved å sende en e-post til [service@echonous.com](mailto:service@echonous.com) eller ved å ringe 1-844-854-0800.

Hvis du har spørsmål, kontakt EchoNous<sup>®</sup> kundestøtte:

Ring: 1-844-854-0800

Faks: 425-242-5553

E-post: [support@echonous.com](mailto:support@echonous.com)

Nettside: [echonous.com](http://echonous.com)



Australsk sponsor: LC & Partners Pty Ltd, North Sydney, NSW, 2060

Tlf: +61 2 9959 2400