

Compatibilidad química

La compatibilidad de los productos químicos de limpieza y desinfección que se enumeran en este documento se ha evaluado con los materiales del dispositivo. Se continuará actualizando la siguiente tabla a medida que se sometan a evaluación de compatibilidad otros productos químicos de limpieza y desinfección con el dispositivo.

Agente de limpieza y/o desinfección	Principio activo	Kosmos Bridge	Sondas Kosmos	Cables de ECG	Auriculares
Agua tibia con jabón	Ninguno	A	A	A	A
Toallitas germicidas desechables PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	Cloruro de n-alkil dimetil etilbencil amonio (0,125%), cloruro de n-alkil dimetil bencil amonio (0,125%), isopropanol (10%-20%), 2-butoxietanol (<5%)	A	A	A	A
¹ Toallitas germicidas desechables PDI Healthcare Super Sani-Cloth®	Cloruro de n-alkil dimetil etilbencil amonio (0,25%), cloruro de n-alkil dimetil bencil amonio (0,25%), alcohol isopropílico (isopropanol) (55,5%)	A	A	A	A
¹ Toallitas germicidas desechables con lejía PDI Healthcare Sani-Cloth®	Hipoclorito de sodio (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Cloruro de diisobutil-fenoxi-etoxietil-dimetil-bencil amonio (0,28%), isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Cloruro de diisobutil-fenoxi-etoxietil-dimetil-bencil amonio (0,28%), isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Cloruro de didecildimetilamonio (0,76%), etanol (7,50%), isopropanol (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCidet™	Cloruro de didecildimetilamonio (0,76%), etanol (7,50%), isopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Orto-ftalaldehído (0,55%), hidrógeno fosfato dipotásico, dihidrógeno fosfato de potasio, benzotriazol, ácido cítrico, colorante verde D&C n.º 5, ácido N-(hidroxietil)-etilendiaminotriacético (HEDTA) (99,45%)	N/D	A	N/D	N/D
Detergente enzimático ASP Enzo®	Subtilisinas (<5%)	A	A	A	A
Solución de peróxido de hidrógeno al 3%	Peróxido de hidrógeno (3%), agua (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Hipoclorito de sodio (1,1%)	A	A	C	B

Clave: ¹Producto en la Lista N: Agentes de desinfección para su uso contra el SARS-CoV-2 ²Según la nota publicada por Metrex, aprobada para la Covid-19

A: Compatible **B:** Precaución; no recomendado. Puede causar cambios cosméticos menores con su uso prolongado. **C:** No compatible; no utilizar. Su exposición prolongada puede provocar daños al producto. **N/A:** Datos de compatibilidad no disponibles.

Nota: No todas las funciones están disponibles en todos los mercados. Consulte la guía del usuario de su región o país para ver todas las funciones disponibles. **⚠️ Precaución:** La ley federal (Estados Unidos) establece que la venta de este dispositivo solamente puede ser realizada por un médico o bajo prescripción médica.

Las versiones electrónicas de las Guías del usuario de Kosmos se pueden ver y descargar en echonous.com/resources.

Puede solicitar las versiones impresas de las Guías del usuario de Kosmos enviando un correo electrónico a service@echonous.com, o llamando al 1-844-854-0800.

Para resolver sus dudas, póngase en contacto con el

departamento de Servicio de atención al cliente de

EchoNous®:

Teléfono: 1-844-854-0800

Fax: 425-242-5553

Correo electrónico: support@echonous.com

Sitio web: echonous.com



Patrocinador de Australia:

LC & Partners Pty Ltd.

North Sydney, NSW, 2060

Tel: +61 2 9959 2400