

# Kemisk kompatibilitet

Rengörings- och desinfektionskemikalierna som listas här har utvärderats för kompatibilitet med enhetsmaterialen. Vi fortsätter att uppdatera tabellen nedan allt eftersom vi utvärderar ytterligare rengörings- och desinfektionskemikalier för deras kompatibilitet med enheten.

Rengörings- och/eller desinfektionsmedel	Aktiv beståndsdel	Kosmos Bridge	Kosmos-sonder	EKG-kablar	Headset
Varmt såpvatten	Inget	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakteriedödande engångsservetter	n-alkyldimetyletylbenzylammoniumklorid (0,125 %), n-alkyldimetylbenzylammoniumklorid (0,125 %), isopropanol (10–20 %), 2-butoxyetanol (<5 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakteriedödande engångsservetter	n-alkyldimetyletylbenzylammoniumklorid (0,25 %), n-alkyldimetylbenzylammoniumklorid (0,25 %), isopropylalkohol (Isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> PDI Healthcare Sani-Cloth® bakteriedödande engångsservetter med blekmedel	Natriumhypoklorit (0,63 %)	A	A	C	B
<sup>2</sup> Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutylfenoxyetoxyetyl(dimetyl)benzyl ammoniumklorid (0,28 %), Isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide™	Diisobutylfenoxyetoxyetyl(dimetyl)benzyl ammoniumklorid (0,28 %), Isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviWipes1™	Didecyldimetylammiumklorid (0,76 %), etanol (7,5 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
<sup>1</sup> Metrex CaviCide1™	Didecyldimetylammiumklorid (0,76 %), etanol (7,5 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	o-ftalaldehyd (0,55 %), dikaliumvätefosfat, kaliumdivätefosfat, bensotriazol, citronsyra, D&C grön färg nr 5, N-(hydroxietyl) etylendiamintriättisyra (HEDTA) (99,45 %)	Ej tillämpligt	A	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
ASP Enzol® enzymatiskt tvättmedel	Subtilisiner (<5 %)	A	A	A	A
Väteperoxidlösning 3 %	Väteperoxid (3 %), vatten (97 %)	A	A	A	A
Kyvorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypoklorit (1,1 %)	A	A	C	B

**Nyckel:** <sup>1</sup>Produkt på Lista N: Desinfektionsmedel för användning mot SARS-CoV-2    <sup>2</sup>Godkänd för covid-19 enligt information från Metrex

**A:** Kompatibel    **B:** Försiktighet – rekommenderas inte. Kan orsaka mindre kosmetiska förändringar vid långvarig användning.    **C:** Inte kompatibel – använd inte vid långvarig exponering kan produkten skadas.    **Ej tillämpligt:** Kompatibilitetsuppgifter saknas

**Anmärkning:** Alla funktioner finns inte tillgängliga på alla marknader. Se användarguiden för din region eller ditt land för alla tillgängliga funktioner.  
**Försiktighet!** I enlighet med federal lagstiftning i USA kan denna enhet bara säljas av läkare eller på läkares ordination i USA.

Elektroniska versioner av Kosmos användarhandböcker kan visas och laddas ned på [echonous.com/resources](http://echonous.com/resources).

Tryckta versioner av Kosmos användarhandböcker kan begäras genom att man skickar e-post till [service@echonous.com](mailto:service@echonous.com) eller genom att man ringer 1-844-854-0800.

## Vid frågor, kontakta

EchoNous® kundsupport:  
 Telefon: 1-844-854-0800  
 Fax: 425-242-5553  
 E-post: [support@echonous.com](mailto:support@echonous.com)  
 Webbplats: [echonous.com](http://echonous.com)



Sponsor för Australien  
 LC & Partners Pty Ltd, North  
 Sydney, NSW, 2060  
 Tel: +61 2 9959 2400