

Kompatibilitas Kimiawi

Bahan kimia untuk pembersihan dan disinfeksi berikut ini sudah teruji kompatibilitasnya dengan bahan perangkat. Kami akan terus memperbarui tabel berdasarkan pada hasil evaluasi terhadap bahan-bahan kimia pembersih dan disinfektan lainnya untuk mengetahui kompatibilitasnya dengan perangkat.

Bahan Pembersih dan/atau Disinfektan	Bahan Aktif	Kosmos Bridge	Probe Kosmos	Kabel EKG	Headset
Air sabun hangat	Tidak Ada	A	A	A	A
Tisu Antiseptik Sekali Pakai PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus	n-Alkil dimetil etilbenzil amonium klorida (0,125%), n-Alkil dimetil benzil amonium klorida (0,125%), Isoproponal (10-20%), 2-Butoksietanol (<5%)	A	A	A	A
Tisu Antiseptik Sekali Pakai PDI Healthcare Super Sani-Cloth	n-Alkil dimetil etilbenzil amonium klorida (0,25%), n-Alkil dimetil benzil amonium klorida (0,25%), Isopropil alkohol (Isoproponal) (55,5%)	A	A	A	A
Tisu Antiseptik Pensteril Sekali Pakai PDI Healthcare Sani-Colth	Natrium hipoklorit (0,63%)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutilfenoksietoksietildimetilbenzil amonium klorida (0,28%), Isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Diisobutilfenoksietoksietildimetilbenzil amonium klorida (0,28%), Isopropanol (17,2%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes™	Didesildimetilamonium klorida (0,76%), Etanol (7,50%), Isopropanol (15%)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Didesildimetilamonium klorida (0,76%), Etanol (7,50%), Isopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	orto-Ftalaldehida (0,55%), Dikalium hidrogen fosfat, Kalium dihidrogen fosfat, Benzotriazol, asam sitrat, pewarna hijau D&C #5, N-(Hidroksietil)- asam etilenadiaminatriasetat (HEDTA) (99,45%)	T/A	A	T/A	T/A
Detergen Enzimatik ASP Enzol®	Subtilisin (<5%)	A	A	A	A
Larutan Hidrogen Peroksida 3%	Hidrogen Peroksida (3%), air (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natrium hipoklorit (1,1%)	A	A	C	B

Kunci: *Produk di Daftar N: Disinfektan untuk Melawan SARS-CoV-2 ²Menurut catatan yang dirilis oleh Metrex, disetujui untuk Covid 19

A: Kompatibel **B:** Perhatian - Tidak disarankan. Dapat mengakibatkan perubahan kosmetik ringan jika digunakan berkepanjangan. **C:** Tidak kompatibel - Jangan digunakan. Paparan berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan produk. **T/A:** Data kompatibilitas tidak ada

Catatan: Tidak semua fitur tersedia di semua negara. Baca panduan pengguna yang berlaku di wilayah atau negara Anda untuk mengetahui semua fitur yang tersedia. **⚠ Perhatian:** Undang-undang federal (Amerika Serikat) menyatakan bahwa perangkat ini hanya boleh dijual oleh atau atas pesanan dokter.

Versi elektronik dari Panduan Pengguna Kosmos dapat dilihat dan diunduh di echonous.com/resources.

Versi cetak Panduan Pengguna Kosmos dapat diminta dengan mengirim email ke service@echonous.com atau dengan menelepon ke 1-844-854-0800.

Jika ada pertanyaan, hubungi Dukungan

Pelanggan EchoNous®:

Hubungi: 1-844-854-0800

Faks: 425-242-5553

Email: support@echonous.com

Web: echonous.com



Sponsor Australia: LC & Partners Pty Ltd, North Sydney, NSW, 2060

Tel: +61 2 9959 2400