

Contactați-ne

Pentru întrebări, vă rugăm să contactați Asistența pentru Clienți EchoNous®

Apelați 1-844-854-0800
Fax 425-242-5553
Email info@echonous.com
Web echonous.com


⚠ **Atenție:** Legea federală (Statele Unite) restricționează acest echipament la vânzarea de către sau la comanda unui medic.

Notă: Nu toate funcțiile sunt disponibile pe toate piețele. Consultați ghidul utilizatorului din regiunea sau țara dumneavoastră pentru toate funcțiile disponibile înainte de utilizare.




Ghid de pornire rapidă

Ce este în cutie




Kosmos Torso-One

Torso Accesorii



Pentru a încărca, atașați sursa de alimentare în slotul USB de pe Kosmos Bridge și celălalt capăt la o priză electrică.



Pentru a vizualiza semnalul ECG, conectați capătul conectorului magnetic al cablului ECG al pacientului la Kosmos Torso.