

Kemiallinen yhteensopivuus

Tässä lueteltujen puhdistus- ja desinfiointikemikaalien yhteensopivuus laitteen materiaalien kanssa on arvioitu. Jatkamme seuraavan taulukon päivittämistä sitä mukaa kuin arvioimme muiden puhdistus- ja desinfiointikemikaalien yhteensopivuuden laitteen kanssa.

Täydelliset puhdistus- ja desinfiointitiedot ovat käyttöoppaassa.

Puhdistus- ja/tai desinfiointiaine	Tehoaine	Kosmos Bridge	Kosmos-anturit	EKG-kaapelit	Kuulokkeet
Lämmin saippuavesiliuos	Ei mitään	A	A	A	A
Germisidiset PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus -kertakäyttöpyyhkeet	n-alkyyliidimetyylietyyli-bentsyyliammoniumkloridit (0,125 %), n-alkyyliidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridit (0,125 %), isopropanoli (10–20 %), 2-butoksietanoli (< 5 %)	A	A	A	A
¹ Germisidiset PDI Healthcare Super Sani-Cloth® -kertakäyttöpyyhkeet	n-alkyyliidimetyylietyyli-bentsyyliammoniumkloridit (0,25 %), n-alkyyliidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridit (0,25 %), isopropyylialkoholi (isopropanoli) (55,5 %)	A	A	A	A
¹ Germisidiset kertakäyttöiset PDI Healthcare Sani-Cloth® -valkaisuainepyyhkeet	Natriumhypokloriitti (0,63 %)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Di-isobutyylifenoksietoksietyyliidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi (0,28 %), isopropanoli (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Di-isobutyylifenoksietoksietyyliidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi (0,28 %), isopropanoli (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes™	Didekyyliidimetyyliammoniumkloridi (0,76 %), etanoli (7,50 %), isopropanoli (15 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Didekyyliidimetyyliammoniumkloridi (0,76 %), etanoli (7,50 %), isopropanoli (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Ortoftalaldehydi (0,55 %), dikaliumvetyfosfaatti, kaliumdivetyfosfaatti, bentsotriatsoli, sitruunahappo, D&C-vihreä nro 5, N-(hydroksietyyli)-etyleenidiamiinitrietik-kahappo (HEDTA) (99,45 %)	Ei sovellet-tavissa	A	Ei sovellet-tavissa	Ei sovellet-tavissa
Entsymaattinen ASP Enzo® -puhdistusaine	Subtilisiini (< 5 %)	A	A	A	A
Vetyperoksidiliuos 3 %	Vetyperoksidi (3 %), vesi (97 %)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypokloriitti (1,1%)	A	A	C	B

Selitykset:

¹Tuote luettelossa N: Desinfiointiaineet, jotka soveltuvat SARS-CoV-2:n torjuntaan

²Metrexin julkaiseman ilmoituksen mukaan hyväksytty Covid-19:n torjuntaan

A: Yhteensopiva

B: Huomio – Ei suositella. Voi aiheuttaa vähäisiä kosmeettisia muutoksia pitkäaikaisessa käytössä.

C: Ei yhteensopiva – Ei saa käyttää. Pitkäkestoisesta käytöstä voi seurata tuotevahinko.

Ei sovellettavissa: Yhteensopivuustietoja ei saatavilla

Huomautus: Kaikkia ominaisuuksia ei ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Tarkista kaikki saatavilla olevat ominaisuudet alue-tai maakohtaisesta käyttöoppaasta. Tutustu käyttöoppaaseen ennen käyttöä. **△ Huomio:** Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.