

Kémiai kompatibilitás

Az itt felsorolt tisztító- és fertőtlenítőszeres kompatibilitását értékelték az eszköz anyagaival szemben. A további tisztító- és fertőtlenítőszeres eszközzel szembeni kompatibilitásának értékelése során folyamatosan frissítjük az alábbi táblázatot.

A tisztítással és fertőtlenítéssel kapcsolatos részletes tudnivalók a használati útmutatóban olvashatók.

Tisztító- és/vagy fertőtlenítőszer	Hatóanyag	Kosmos Bridge	Kosmos szondák	EKG kábelek	Fülhallgató
Langyos szappanos víz	Nincs	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus germicid eldobható törölkendő	N-alkil-dimetil-etilbenzil-ammónium-kloridok (0,125%), n-alkil-dimetil-benzil-ammónium-kloridok (0,125%), izopropanol (10–20%), 2-butoxi-etanol (<5%)	A	A	A	A
†PDI Healthcare Super Sani-Cloth® germicid eldobható törölkendő	N-alkil-dimetil-etilbenzil-ammónium-kloridok (0,25%), n-alkil-dimetil-benzil-ammónium-kloridok (0,25%), izopropil-alkohol (izopropanol) (55,5%)	A	A	A	A
†PDI Healthcare Sani-Cloth® fehérítő germicid eldobható törölkendő	Nátrium-hipoklorit (0,63%)	A	A	C	B
†Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid (0,28%), izopropanol (17,2%)	A	A	A	A
†Metrex CaviCide™	Diizobutil-fenoxi-etoxi-etil-dimetil-benzil-ammónium-klorid (0,28%), izopropanol (17,2%)	A	A	A	A
†Metrex CaviWipes1™	Didecil-dimetil-ammónium-klorid (0,76%), etanol (7,50%), izopropanol (15%)	A	A	A	A
†Metrex CaviCide1™	Didecil-dimetil-ammónium-klorid (0,76%), etanol (7,50%), izopropanol (15%)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Orto-ftalaldehid (0,55%), dikálium-hidrogén-foszfát, kálium-dihidrogén-foszfát, benzotriazol, citromsav, D&C 5. számú zöld színezék, N-(hidroxietil)-etiléndiamin-trieetsav (HEDTA) (99,45%)	N/A	A	N/A	N/A
ASP Enzol® enzimés detergens	Szobutilzinak (<5%)	A	A	A	A
3% hidrogén-peroxid oldat	Hidrogén-peroxid (3%), víz (97%)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Nátrium-hipoklorit (1,1%)	A	A	C	B

Jelmagyarázat:

†N-listán szereplő termék: a SARS-CoV-2 vírussal szemben használatos fertőtlenítőszeres

A: Kompatibilis

B: Figyelem! – Nem ajánlott. Tartós használata kisebb esztétikai változásokat okozhat.

‡A Metrex kiadott tájékoztatója alapján Covid-19 fertőzéssel szemben jóváhagyva

C: Nem kompatibilis – Ne használja. Tartós használata a termék sérüléséhez vezethet.

N/A: A kompatibilitási adatok nem állnak rendelkezésre

Megjegyzés: Nem mindegyik funkció érhető el valamennyi országban. Az Ön régiójában vagy országában elérhető funkciók a használati útmutatóban olvashatók. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. **△ Figyelem!** Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében ez az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi rendelvényre értékesíthető.