

Kjemisk kompatibilitet

Rengjørings- og desinfiseringskjemikalierne som er oppført her, er evaluert for kompatibilitet med materialene enhetene består av. Vi fortsetter å oppdatere tabellen nedenfor etter hvert som vi evaluerer flere rengjørings- og desinfiseringskjemikalier for kompatibilitet med enheten.

Se brukerveiledningen for komplett informasjon om rengjøring og desinfisering.

Rengjørings- og/eller desinfiseringsmiddel	Virkestoff	Kosmos Bridge	Kosmos-prober	EKG-kabler	Hodetelefon
Varmt såpevann	Ingen	A	A	A	A
PDI Healthcare Sani-Cloth® Plus bakterieredpende engangsservietter	n-alkyl-dimetyl-etylbenzyl-ammoniumklorider (0,125 %), n-alkyl-dimetyl-benzyl-ammoniumklorider (0,125 %), isopropanol (10–20 %), 2-Butoksyetanol (<5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Super Sani-Cloth® bakterieredpende engangsservietter	n-alkyl-dimetyl-etylbenzyl-ammoniumklorider (0,25 %), n-alkyl-dimetyl-benzyl-ammoniumklorider (0,25 %), isopropylalkohol (isopropanol) (55,5 %)	A	A	A	A
¹ PDI Healthcare Sani-Colth® bakterieredpende engangsservietter med	Natriumhypokloritt (0,63 %)	A	A	C	B
² Metrex CaviWipes™ (KavoWipes)	Diisobutyl-fenoksy-etoksy-etyl-dimetyl-benzyl-ammoniumklorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide™	Diisobutyl-fenoksy-etoksy-etyl-dimetyl-benzyl-ammoniumklorid (0,28 %), isopropanol (17,2 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviWipes1™	Didecyldimetylammmoniumklorid (0,76 %), etanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
¹ Metrex CaviCide1™	Didecyldimetylammmoniumklorid (0,76 %), etanol (7,50 %), isopropanol (15 %)	A	A	A	A
ASP Cidex® OPA	Ortoftalaldehyd (0,55 %), dikaliumfosfat, kaliumdihydrogenfosfat, benzotriazol, sitronsyre, D&C grønnfarge nr. 5, N-(hydroksetyl)-etylendiamintetraacetat (HEDTA) (99,45 %)	I/R	A	I/R	I/R
ASP Enzol® enzymatisk vaskemiddel	Subtilisin (<5 %)	A	A	A	A
Hydrogenperoksid 3 % løsning	Hydrogenperoksid (3 %), vann (97 %)	A	A	A	A
Kyorin Pharmaceutical Milton	Natriumhypokloritt (1,1 %)	A	A	C	B

Forklaring:

¹Produkter i liste N: Desinfiseringsmidler til bruk mot SARS-CoV-2 ²Godkjent for Covid 19 i henhold til melding fra Metrex

A: Kompatibel

B: Forsiktig – ikke anbefalt.
Kan føre til små kosmetiske endringer ved forlenget bruk.

C: Ikke kompatibel – må ikke brukes. Forlenget eksponering kan føre til skade på produktet.

I/R: Kompatibilitets-data ikke tilgjengelig

Merk: Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle markeder. Se bruksanvisningen for din region eller ditt land for alle tilgjengelige funksjoner.

Les brukerveiledningen før bruk. **⚠ Forsiktig:** Ifølge føderal lovgivning i USA skal denne enheten kun selges av eller på forordning fra lege.