


Lynguide

Kosmos Lexsa

Til Bridge- og Android-brugere

Startskærm

- 1 Billeddannelse (MSK, Nerve, Vascular (Vaskulær) og Lungs (Lunger))
- 2 Patienter, undersøgelser, indstillinger og instruktionsvideoer



Bemærkning: Appen EchoNous Kosmos Ultrasound kræves til Android-brugere.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App
EchoNous, Inc.




Download EchoNous Kosmos: Ultrasound-appen fra Google Play Butik.

Start appen, tilslut et kompatibelt lydhoved, og du er klar til at scanne.


Billeddannelse

B-modus



- 1 Midterlinje
- 2 Frys

M-modus




- 1 M-modus er kun tilgængelig i forudindstillingen Lungs (Lunger)
- 2 M-linje

Farve-Doppler



- 1 Farvemodus er tilgængelig i forudindstillingerne for MSK, Nerve og Vascular (Vaskulær).

Frys



- 1 Kommentarer
- 2 Fjern frys

Kontakt

Kundesupport

Tlf. 1-844-854-0800
E-mail support@echonous.com

⚠ **Forsigtig:** I USA begrænser forbundslovgivningen denne enhed til salg af eller på ordination af en læge.

Bemærk: Ikke alle funktioner er tilgængelige på alle markeder. Se brugervejledningen for dit område eller land for alle tilgængelige funktioner inden brug.

Funktioner kan variere afhængigt af enheder.