



Snelgids


Kosmos Lexsa

Voor Bridge- en Android-gebruikers

Startscherm

1 Beeldvorming (MSK, Nerve (zenuwstelsel), Vascular (vasculair) en Lungs (longen))

2 Patiënten, onderzoeken, instellingen en instructievideo's



Opmerking: EchoNous Kosmos Ultrasound-app vereist voor Android-gebruikers.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App
EchoNous, Inc.




Download de EchoNous Kosmos:
Ultrasound-app in de Google Play Store.

Start de app, verbind een compatibele sonde
en u bent klaar om te gaan scannen.


Beeldvorming

B-modus



- 1 Middenlijn
- 2 Stilzetten

M-modus




- 1 M-modus is alleen beschikbaar in de voorinstelling Longen
- 2 M-lijn

Kleurendoppler



- 1 De kleurmodus is beschikbaar voor de voorinstellingen MSK, Nerve (zenuwstelsel) en Vascular (vascular).

Stilzetten



- 1 Annotaties
- 2 Stilzetten ongedaan maken

Contactgegevens

Klantenservice

Telefoon 1-844-854-0800
E-mail support@echonous.com

△ **Let op:** Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde Staten mag dit hulpmiddel uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

Opmerking: Niet alle functies zijn op elke markt beschikbaar. Raadpleeg voorafgaand aan gebruik de gebruikershandleiding voor uw regio of land voor alle beschikbare functies.

Functies kunnen per apparaat verschillen.