


Pikaopas

Kosmos Lexsa

Bridge- ja Android-laitteiden käyttäjille

Aloitussnäyttö

- 1 Kuvantaminen (MSK (Tuki- ja liikuntaelimestö), Nerve (Hermosto), Vascular (Verenkierto) ja Lungs (Keuhkot))
- 2 Potilaat, tutkimukset, asetukset ja ohjevideot



Huomautus: EchoNous Kosmos Ultrasound -sovellus pakollinen Android-käyttäjille.



App: Echonus Kosmos: Ultrasound App
Echonus, Inc.




Lataa EchoNous Kosmos: Ultrasound -sovellus
Google Play -kaupasta.

Käynnistä sovellus, kytke yhteensopiva anturi ja
aloita skannaus.


Kuvantaminen

B-tila



- 1 Keskiiviiva
- 2 Pysäytä

M-tila




- 1 M-tila on käytettävissä vain Lungs (Keuhkot) -esiasetuksessa
- 2 M-viiva

Väridoppler



- 1 Väritila on käytettävissä MSK (Tuki- ja liikuntaelämästä)-, Nerve (Hermosto)- ja Vascular (Verenkierto) -esiasetuksissa.
- 2

Pysäytys



- 1 Huomautukset
- 2 Kumoa pysäytys

Yhteystiedot

Asiakastuki

Puhelin 1-844-854-0800
Sähköposti support@echonous.com

△ **Huomio:** Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tämän laitteen saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Huomautus: Kaikkia ominaisuuksia ei ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Tarkista kaikki saatavilla olevat ominaisuudet alue- tai maakohtaisesta käyttöoppaasta ennen käyttöä.

Toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.