




Hurtigveiledning

Kosmos Lexsa

For Bridge- og Android-brukere

Startskjermbildet

- 1 Avbildning (MSK, Nerve, Vascular (Vaskulær) og Lungs (Lunger))
- 2 Pasienter, undersøkelser, innstillinger og opplæringsvideoer



Merk: Appen EchoNous Kosmos Ultrasound er påkrevd for Android-brukere.



App: EchoNous Kosmos: Ultrasound App
EchoNous, Inc.




Last ned EchoNous Kosmos: Ultrasound-appen fra Google Play-butikken.

Start appen, koble til en kompatibel probe, og du er klar til å skanne.


Avbildning

B-modus



- 1 Midtlinje
- 2 Frys

M-modus




- 1 M-modus er kun tilgjengelig i forhåndsinnstillingen Lunger
- 2 M-linje

Fargedoppler



- 1 Fargemodus er tilgjengelig i forhåndsinnstillinger for MSK, Nerve og Vascular (Vaskulær).

Frys



- 1 Kommentarer
- 2 Frys

Kontakt

Kundeservice

Tlf. 1-844-854-0800
E-post support@echonous.com

△ Forsiktig: Ifølge føderal lovgivning i USA skal denne enheten kun selges av eller på forordning fra lege.

Merk: Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle markeder. Se brukerveiledningen for din region eller ditt land for alle tilgjengelige funksjoner før bruk.

Funksjonene kan variere avhengig av enhetene.