

Guia rápido

Kosmos Lexsa

Para usuários Bridge e Android

Tela inicial

- Geração de imagens (MSK, Nerve [Nervo], Vascular e Lungs [Pulmões])
- 2 Pacientes, Exames, Configurações e Vídeos tutoriais



Observação: O aplicativo EchoNous Kosmos Ultrasound é necessário para usuários Android.





Imagem

Modo B



- 1 Linha central
- Congelar

Doppler colorido



O modo colorido está disponível em predefinições MSK, Nerve (Nervo) e Vascular.

Modo M



- O modo M está disponível apenas na predefinição Lungs (Pulmões)
- 2 Linha M

Congelar



- 1 Anotações
- 2 Descongelar

Contato

Atendimento ao cliente

Telefone 1-844-854-0800

E-mail support@echonous.com

△ Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) restringe a venda deste dispositivo por parte ou por ordem de um médico.

Observação: Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os mercados. Consulte o guia do usuário de sua região ou de seu país para conferir todos os recursos disponíveis antes do uso.

Os recursos podem variar de acordo com os dispositivos.