




## Hızlı Kullanım Kılavuzu

# Kosmos Lexsa

Bridge ve Android kullanıcıları için

## Ana Sayfa Ekranı

- 1 Imaging (Görüntüleme) (MSK (Musküloskeletal), Nerve (Sinir), Vascular (Vasküler) ve Lungs (Akciğerler))
- 2 Patients (Hastalar), Exams (Muayeneler), Settings (Ayarlar) ve Eğitim Videoları



**Not:** Android kullanıcıları için EchoNouS Kosmos Ultrasound uygulaması gereklidir.



App: Echonus Kosmos: Ultrasound App  
Echonus, Inc.




EchoNouS Kosmos: Ultrasound uygulamasını  
Google Play Store'dan indirin.

Uygulamayı başlatın ve uyumlu bir prob  
bağlayın; tarama yapmaya hazırsınız.


# Görüntüleme

## B Modu



- 1 Orta çizgi
- 2 Dondur

## M Modu



- 1 M modu yalnızca Lungs (Akciğerler) ön ayarında mevcuttur
- 2 M hattı

## Renkli Doppler



- 1 Renkli mod MSK (Muskuloskeletal), Nerve (Sinir) ve Vascular (Vasküler) ön ayarlarında mevcuttur.

## Dondur



- 1 Açıklamalar
- 2 Çöz

## İletişim

### Müşteri Desteği

Telefon 1-844-854-0800  
E-posta support@echonous.com

⚠ **Dikkat:** Federal yasalar (ABD) uyarınca bu cihaz sadece bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla satılabilir.

**Not:** Tüm özellikler bazı pazarlarda mevcut değildir. Kullanmadan önce mevcut olan tüm özellikler hakkında bilgi için bölgenizdeki veya ülkenizdeki kullanım kılavuzunu referans alın.

Özellikler cihazlara göre değişiklik gösterebilir.